

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Dr. Weipert Citro-Fresh •

Anwendungsgebiete

Die Dr. Weipert Citro-Fresh Scheuermilch entfernt Schmutz, Fett, ÖL und andere Verunreinigungen effizient und problemlos.

Professionelle Scheuermilch zur Beseitigung von starken, verkrusteten und eingebrannten Ablagerungen auf nahezu allen Materialien. Dank seines milden pH-Wertes ist die Dr. Weipert Citro-Fresh Scheuermilch schonend gegenüber Haut und Material. Extrem feine Abrasivstoffe entfernen mühelos Schmutz ohne die Oberflächen extrem zu belasten. Auch als Poliermittel einsetzbar!

Verarbeitung

Für die manuelle, schonende Intensivreinigung stark verschmutzter Gegenstände und Flächen wie Emaille, Fliesen, Edelstahl, Keramik, Porzellan, Kunststoff oder Glas. Die Scheuermilch wird einfach konzentriert auf die Oberflächen aufgebracht und mittels eines feuchten Schwamm oder Lappen solange eingearbeitet bis die Verschmutzungen abgelöst sind. Gegebenenfalls Vorgang mehrfach wiederholen und mit Wasser nachspülen.

Hinweise

Das Material sollte vor der Erstanwendung auf dessen Verträglichkeit und Kratzfestigkeit überprüft werden.

Nicht geeignet für Plexiglas und Acrylglas!



Gebindegröße in Liter

Art-Nr.:

12 x 500ml Flaschen - 212-0,5

Daten: Kennzeichnung: GHS07
 pH: 8,5 (Konz.)
 Viskosität: 3500 mPa.s

Rid/ADR/GGVS: entfällt
 Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.