

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

## • Use it only •

### • Neutralreiniger Höchstkonzentrat •

#### Produkt- beschreibung:

**Use-Neutralreiniger** ist einer von sechs Höchstkonzentraten aus der **Use it only** Produktreihe. **Use-Neutralreiniger** ist im pH-Wert neutral eingestellt und kann daher auf allen wasserfesten Flächen angewendet werden. Er kann in nahezu allen Bereichen bei der Großraum- und Unterhaltsreinigung, sowie als Geschirrspülmittel, Kfz-Reiniger und vielem mehr eingesetzt werden.

#### Verarbeitung/ Dosierung:

**Use-Neutralreiniger** kann auf allen wasserfesten Bodenbelägen und Flächen, wie z. B. auf PVC, Linoleum, Kunst- und Naturstein, Glas, Keramik, Schreibtischen, Edelstahl, Chrom, lackierte Flächen etc., problemlos verwendet werden.

Die Standardverdünnung liegt bei einer Dosiereinheit pro Eimer Wasser (8 ltr).

Bei starken Verschmutzungen kann die Dosierung bis auf 4 Dosiereinheiten erhöht werden.

Bei der Erstanwendung die Dosierflasche einmal auf den Kopf stellen. Bei allen weiteren Anwendungen füllt sich die Dosierkammer beim Entleeren automatisch.

#### Hinweise:

Die in den **Use it only - Produkten** enthaltenen Tenside und Hilfsstoffe erfüllen in Ihrer Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.


**Use it only - Dosierflaschen sind wiederverwendbar und können über ein 10, 25, 200 ltr Nachfüllsystem mehrfach eingesetzt werden, wodurch Verpackungsmüll vermieden wird.**

Hierzu beraten wir Sie gerne und erarbeiten eine optimale Lösung für Ihren Betrieb.


#### Zahlen-/ Informationen:

UBA-Nr.: 0566 0091  
 Lagerzeit: 36 Monate  
 Gefahrstoff: nein  
 Gefahrgut: nein  
 Made in Germany  
 \*VorFrostschützen


Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200	1000
Art-Nr.	/	735-2	/	735-10	735-25	735-30	735-200	735-1000
pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	



Entleeren der Dosierkammer mit automatischer Neubefüllung für nächsten Einsatz




Immer einsatzbereite Dosierkammer für schnellen Zugriff



Leichte Neubefüllung durch großen Einlass und bequemen Auslaufhahn




Handreinigung



Feuchtwischen



Nasswischen



Geschirrspülen

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.